

küschall[®]
designed for life



*Faltbar. Funktionell.
Compact.*

küschall[®] Compact



Technische Daten



Sitzbreite:
28 – 50 cm
(2 cm Schritte)



Rückenlehnenwinkel:
82°/86°/90°/94°/98°/102°



Sitztiefe:
32 – 50 cm
(2 cm Schritte)



Gesamtbreite:
58 + 17 cm



Gesamtbreite gefaltet:
29 cm



Sitzhöhe:
Vorne: 37 – 53 cm
Hinten: 37 – 50 cm
(1 cm Schritte)



Gesamtlänge:
70°: 94 cm
80°: 89 cm
90°: 84 cm



Rückenlehnenhöhe:
30 – 51 cm
(2 cm Schritte)



Gesamtgewicht:
ca. 11 kg



Max. Nutzergewicht:
130 kg



Unterschenkellänge:
20 – 50 cm
(1 cm Schritte)




Transportgewicht
(ohne Hinterräder):
ca. 8,3 kg

Alle Maß- und Gewichtsangaben beziehen sich auf die Sitzbreite 40 cm, Sitztiefe 40 cm und die leichteste, kompakteste Version des Rollstuhls. Gewicht und Maßangabe können bei den verschiedenen Konfigurationen variieren.

Farben



CPS (Colour Power Set)



Optionen



Dies sind nur einige der erhältlichen Optionen für dieses Modell. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem küschall® Fachhändler.

CPS beinhaltet: High-Performance Hinterradnabe oder Starecrad, Vorderradgabeln, Abdeckkappen Steckachsen, Vorderradlagerblock, Abdeckkappen Sitzrahmen, Adapterplatte Hinterrad.

*Mit Schwung und Elan
durchs Leben.*



Gerhard Schleeh-Wahl,

*Mit dem küschall® Compact habe ich die Möglichkeit mein Leben in uneingeschränkter Freiheit zu leben.
Er vereint alles, was ich von meinem Rollstuhl erwarte, höchste Qualität, Leichtigkeit und Design.*

*Praktische Lösungen,
konzipiert für
Langlebigkeit.*

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Schweiz | Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Deutschland:

Invacare Aquatec | Alemannenstrasse 10 | D-88316 Isny | Tel +49 (0)7562 7 00 0 | Fax: +49 (0) 7562 700 66 | www.invacare-aquatec.com

Österreich:

Mobitec Mobilitätshilfen GmbH | Herzog Odilostrasse 101 | A-5310 Mondsee | Tel +43 6232 5535 0 | Fax +43 (0) 6232 5535 4 | www.mobitec-austria.com

küschall® ist ein registrierter Markenname. Es wurde alles daran gesetzt, dass sich der Inhalt dieser Publikation zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand befindet. Im Rahmen der fortlaufenden Verbesserungen der Produkte behält sich die Küschall AG das Recht vor, jederzeit Änderungen an den präsentierten Modellen vorzunehmen. Jegliche Verwendung dieser Publikation, ganz oder auszugsweise, sowie die Vervielfältigung von Abbildungen sind ohne schriftliche Zustimmung von Küschall AG untersagt.