

AS1

Das AS 1 Wechseldrucksystem wird für die Behandlung von Dekubitus bis Stadium I nach EPUAP empfohlen.

- | stufenlos regelbares Steuergerät
- | außenliegender Filter und außenliegende Sicherungen
- | Auflage belüftet durch Mikroperforation
- | Überschläge an Kopf- und Fußende



Technische Daten

Artikel-Nr. 991100

Steuergerät

Maße: ca. 240 x 120 x 95 mm
 Gewicht: ca. 1,4 kg
 Zyklusdauer: 10 Min.

Matratzenauflage

Maße aufgepumpt: ca. 200 x 90 x 65 cm
 Gewicht: ca. 1,6 kg

Materialien

PVC, schwer entflammbar

Max. Patientengewicht: 120 kg



novacare gmbh
 ISO CERTIFIED

DIN EN ISO 9001
 DIN EN ISO 13485