

www.rehaservice.at

Patientenlift Birdie Evo

einfache Bedienung

Der **Patientenlift Birdie Evo** zeichnet sich durch sicheren und komfortablen Transfer, zwischen Bett, Stuhl und sogar für die Aufnahme vom Boden, aus. Dabei kann der Patient einfach um 360° gedreht werden. Der Lifter lässt sich werkzeuglos auf- und zusammenklappen.



Technische Daten

Raddurchmesser:100 mm

Gesamtbreite Fahrwerk:...außen 640-1020 mm

Gesamtlänge Fahrwerk: ...1220 mm 2-Punkt-Spreizbügel:450 mm

INLIF/0220



SMARTLOCK® einfach, schnell und sicher auszuwechseln



Dämpfungssystem Slow R® reduziert Bewegungen des Spreizbügels

REHA SERVICE GmbH

Hueb 9 A-4674 **Altenhof a.H.** +43 7735 6631 - 66 office@rehaservice.at Alte Straße 5 A-4210 **Gallneukirchen** +43 7235 50126 - 0 office@rehaservice.at

